

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausbringkolben zum Ausbringen von Gelködern aus Kartuschen.

AUFBAU UND WIRKPRINZIP

Der Kolben wird auf die Kartusche aufgesetzt und erlaubt eine gleichmäßige, dosierte Abgabe des Gels. So lassen sich Gelpunkte in gleichbleibender Größe setzen, was für die korrekte Dosierung entscheidend ist.

EINSATZBEREICHE UND MERKMALE

Gelköder-Anwendung: Schaben- und Ameisengele.

Dosiergenauigkeit: gleichbleibende Gelpunktgröße.

- Zubehör für Gelköder-Kartuschen
- Gleichmäßige, dosierte Abgabe
- Passend für Magnumgel Schaben und Ameisen
- Passend für Blatta.gel und Lasa.gel AC

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	2030	Passend für	Magnumgel Schaben, Magnumgel Ameisen, Blatta.gel, Lasa.gel AC
Produktbezeichnung	Ausbringkolben	Verpackungseinheit	stückweise
Hersteller	acotec	Verkaufseinheit	1 Stück
Material	Kunststoff		

Rechtliche Hinweise: Angaben ohne Gewähr. Alle Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Informationen des Herstellers sowie auf dem Stand unserer Produktdaten zum oben genannten Datum. Sie dienen ausschließlich der Produktbeschreibung, erfolgen nach bestem Wissen und stellen weder eine Zusicherung von Eigenschaften noch eine Garantie im Rechtssinne dar. **Technische Änderungen, Änderungen der Rezeptur, der Verpackung und der Ausführung sowie Irrtümer und Druckfehler bleiben ausdrücklich vorbehalten;** die Angaben können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Eine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Angaben wird nicht übernommen. Dieses Datenblatt ersetzt kein Sicherheitsdatenblatt. Maßgeblich sind stets die Produktkennzeichnung auf dem Gebinde sowie das jeweils aktuelle Sicherheitsdatenblatt. Der Anwender hat die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenverantwortlich zu prüfen und die geltenden gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.